

CYCLAIR® 500, 1500, 3000

GROUPES DEPRIMOGENES

Pour protéger l'homme et son environnement naturel, contre la dispersion des particules radioactives.

- + Le CYCLAIR est un groupe déprimogène destiné à réaliser les opérations de confinement statique et dynamique.

FONCTIONNEMENT

- + La zone de travail est mise en dépression pour éviter toute dispersion du polluant vers la zone non contaminée
- + L'efficacité est directement fonction de la position du capteur par rapport à la source de pollution (non visible).
- + L'air est aspiré par l'intermédiaire de gaines souples (Ø170 mm ou Ø 300 mm) équipées de raccords rapides.
- + L'air est épuré par un **filtre absolu** type "nucléaire".
- + L'ensemble est mis en dépression par un ventilateur UNILINE®.
- + Le remplacement du filtre s'effectue sous sac vinyle afin d'éviter toute dispersion de la contamination lors de cette opération.



GAMME

CYCLAIR® 500



CYCLAIR® 1500



CYCLAIR® 3000



Débit nominal	500 m ³ /h	1 500 m ³ /h	3 000 m ³ /h
Puissance ventilateur	0,55 kW	2,2 kW	2,2 kW
Niveau de pression sonore	77,3 dB(A)	74,2 dB(A)	75dB(A)
Surface filtrante	7 m ²	20,5 m ²	41 m ²
Coeff. d'épuration URANINE	> 5 000	> 5 000	> 5 000
Masse de l'ensemble	110 kg	216 kg	235 kg